

SC-24N, platforma

APRAKSTS

24x1.5 ml mēģenes

SPECIFIKĀCIJA

1.5ml mēģeņu daudzums	24
Maksimālie apgr./min	1400
Maksimālā temperatūra	100°C



KAT. NUMURS

BS-010120-GK

SC-24N



TS-100

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats mēģenēm un mikroplatei

Termokratītājs TS-100 — ideāls instruments paraugu maisīšanai mikromēģenēs vai PCR planšetēs termostatēšanas apstākļos. Sildīšanas (līdz +100°C) un maisīšanas funkcijas var tikt izpildītas gan vienlaicīgi, gan atsevišķi, tādējādi, ierīcē TS-100 vienlaicīgi ...

[Lasīt vairāk](#)