

SC-96A, platforma

APRAKSTS

96 mikromēģeņu PCR mikroplate (0.2 ml) vai 12 × 8-vietīgām pa 0,2 ml strip tipa mēģenēm vai 96 × 0,2 ml mikromēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

96 mikromēģeņu PCR mikroplate bez- vai daļējām sānu malām (0.2 ml)	1
Maksimālie apgr./min	1400
Maksimālā temperatūra	100°C



KAT. NUMURS

BS-010120-FK

SC-96A



TS-100

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats mēģenēm un mikroplatei

Termokratītājs TS-100 — ideāls instruments paraugu maisīšanai mikromēģenēs vai PCR planšetēs termostatēšanas apstākļos. Sildīšanas (līdz +100°C) un maisīšanas funkcijas var tikt izpildītas gan vienlaicīgi, gan atsevišķi, tādējādi, ierīcē TS-100 vienlaicīgi ...

[Lasīt vairāk](#)