

SC-96AC, platforma

APRAKSTS

96 mikromēģeņu PCR mikroplate (0.2 ml) vai 12 × 8-vietīgām pa 0,2 ml strip tipa mēģenēm vai 96 × 0,2 ml mikromēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

96 mikromēģeņu PCR mikroplate bez- vai daļējām sānu malām (0.2 ml)	1
Maksimālie apgr./min	1400
Maksimālā temperatūra	100°C



KAT. NUMURS

BS-010143-FK

SC-96AC

AKSESUĀRI



TS-100C

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats ar dzesēšanas funkciju mēģenēm un mikroplatei

Kratītājs-termostats **TS-100C** nodrošina paraugu maisīšanu un termoregulēšanu mikrotestu mēģenēs vai PCR planšetē. Dotais kratītāja-termostata modelis atšķiras no iepriekšējā modeļa TS-100 ar iespēju atdzesēt paraugus līdz temperatūrai +4°C. **TS-100C** funkcijas atbilst ...

[Lasīt vairāk](#)



TS-100C Smart

Iekļauta programmatūra, bez sildīšanas bloka

Kratītājs-Termostats ar dzesēšanas funkciju mēģenēm un mikroplatei

Kratītājs-termostats **TS-100C Smart** nodrošina paraugu maisīšanu un termoregulēšanu mikrotestu mēģenēs vai PCR planšetē. Dotais kratītāja-termostata modelis atšķiras no iepriekšējā modeļa TS-100 ar iespēju atdzesēt paraugus līdz temperatūrai +4°C kā arī ...

[Lasīt vairāk](#)