


## B-06A, platforma

### APRAKSTS

B-06A platforma vienai dziļajai mikroplānšetei Axygen® 96/600 µl - Cat.No. P-DW-500C



### KAT. NUMURS

**BS-010159-KK**

B-06A platforma vienai dziļajai mikroplānšetei  
Axygen® 96/600 µl



TS-DW  
Without thermoblock  
Termo-kratītājs dziļajām mikroplānšetēm

TS-DW, Termokratītājs ir veidots lai termostatētu un kratītu dziļās plānšetes. Multisistēmu princips nodrošina iespēju ierīci izmantot kā trīs neatkarīgas ierīces:

- Inkubators;
- Kratītājs;
- Termokratītājs.

Biosan termokratītāju izcilības pazīme ...

[Lasīt vairāk](#)