

R-0.5/0.2M, rotors

APRAKSTS

Rotors 12 x 0.5 ml un 12 x 0.2 ml mēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

0.5ml mēģeņu daudzums

12

0.2ml mēģeņu daudzums

12



KAT. NUMURS

BS-010201-BK

Rotors R-0.5/0.2M



FV-2400

Ar rotoriem R-1.5M un R-0.5/0.2M
Miniatūra Centrifūga-Vortekss Mikrospin

Mikrospin **FV-2400** - centrifūga / vortekss, speciāli izstrādāta zinātniski pētnieciskam darbam (ģēnu inženierijas, īpaši PCR diagnostikas eksperimentiem). Ierīces var tikt lietotas mikrobioloģijās, bioķīmijās, klīniskajās laboratorijās un industriālajās biotehnoloģiskajās laboratorijās.

Mikrospin ...

[Lasīt vairāk](#)