

R-1.5M, rotors

APRAKSTS

Rotors 12 x 1.5/2 ml mēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

2ml mēģeņu daudzums

12

1.5ml mēģeņu daudzums

12



KAT. NUMURS

BS-010201-AK

Rotors R-1.5M



FV-2400

Ar rotoriem R-1.5M un R-0.5/0.2M
Miniatūra Centrifūga-Vortekss Mikrospin

Mikrospin **FV-2400** - centrifūga / vortekss, speciāli izstrādāta zinātniski pētnieciskam darbam (ģēnu inženierijas, īpaši PCR diagnostikas eksperimentiem). Ierīces var tikt lietotas mikrobioloģijas, bioķīmijas, klīniskajās laboratorijās un industriālajās biotehnoloģiskajās laboratorijās.

Mikrospin ...

[Lasīt vairāk](#)