

R-2/0.5, rotors

APRAKSTS

Rotors 8 x 2/1.5 ml un 8 x 0.5 ml mēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

2ml mēģeņu daudzums	8
1.5ml mēģeņu daudzums	8
0.5ml mēģeņu daudzums	8



KAT. NUMURS

BS-010205-CK

Rotors R-2/0.5

AKSESUĀRI



FV-2400

Ar rotoriem R-1.5M un R-0.5/0.2M

Miniatura Centrifūga-Vortekss
Mikrospin

Mikrospin **FV-2400** - centrifūga / vortekss, speciāli izstrādāta zinātniski pētnieciskam darbam (ģēnu inženierijas, īpaši PCR diagnostikas eksperimentiem). Ierīces var tikt lietotas mikrobioloģijās, bioķīmijās, klīniskajās laboratorijās un industriālajās biotehnoloģiskajās laboratorijās.

Mikrospin ...

[Lasīt vairāk](#)



FVL-2400N

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Centrifūga-vortekss Combi-Spin

Iekārtā **FVL-2400N** minicentrifūga / vortekss Combispin ir speciāli izstrādāta zinātniski pētnieciskam darbam ģenētikas inženierijas (īpaši PCR diagnostikas eksperimentiem), bioķīmijas, imunoloģijas pētījumu laboratorijās, kā arī rūpnieciskās biotehnoloģijas laboratorijās.

Iekārta vienlaicīgi nodrošina ...

[Lasīt vairāk](#)



MSC-3000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Centrifūga-vortekss Multi-Spin

Centrifūga/vortekss Multi-Spin **MSC-3000** ir daudzu gadu evolūcijas produkts attīstot Spin-Mix-Spin tehnoloģiju, kas ir paredzēta reaģentu mikro tilpumu savākšanai mēģenes pamatnē (pirmā centrifugācija - Spin) ar sekojošu sajaukšanu (Mix) un turpmāku ...

[Lasīt vairāk](#)



MSC-6000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Centrifūga-vortekss Multi-Spin

Centrifūga/vortekss Multi-Spin **MSC-6000** ir daudzu gadu evolūcijas produkts attīstot Spin-Mix-Spin tehnoloģiju, kas ir paredzēta reaģentu mikro tilpumu savākšanai mēģenes pamatnē (pirmā centrifugācija - Spin) ar sekojošu sajaukšanu (Mix) un turpmāku ...

[Lasīt vairāk](#)