

R-2/0.5/0.2, rotors

APRAKSTS

Rotors 6 x 2/1.5 ml, 6 x 0.5 ml un 6 x 0.2 ml mēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

2ml mēģeņu daudzums	6
1.5ml mēģeņu daudzums	6
0.5ml mēģeņu daudzums	6
0.2ml mēģeņu daudzums	6



KAT. NUMURS

BS-010205-DK

Rotors R-2/0.5/0.2

AKSESUĀRI



FV-2400

Ar rotoriem R-1.5M un R-0.5/0.2M
Miniatura Centrifūga-Vortekss
Mikrospin

Mikrospin **FV-2400** - centrifūga / vortekss, speciāli izstrādāta zinātniski pētnieciskam darbam (ģēnu inženierijas, īpaši PCR diagnostikas eksperimentiem). Ierīces var tikt lietotas mikrobioloģijās, bioķīmijās, klīniskajās laboratorijās un industriālajās biotehnoloģiskajās laboratorijās.

Mikrospin ...

[Lasīt vairāk](#)



FVL-2400N

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Centrifūga-vortekss Combi-Spin

Iekārtā **FVL-2400N** minicentrifūga / vortekss Combispin ir speciāli izstrādāta zinātniski pētnieciskam darbam ģenētikas inženierijas (īpaši PCR diagnostikas eksperimentiem), bioķīmijas, imunoloģijas pētījumu laboratorijās, kā arī rūpnieciskās biotehnoloģijas laboratorijās.

Iekārta vienlaicīgi nodrošina ...

[Lasīt vairāk](#)



MSC-3000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Centrifūga-vortekss Multi-Spin

Centrifūga/vortekss Multi-Spin **MSC-3000** ir daudzu gadu evolūcijas produkts attīstot Spin-Mix-Spin tehnoloģiju, kas ir paredzēta reaģentu mikro tilpumu savākšanai mēģenes pamatnē (pirmā centrifugācija - Spin) ar sekojošu sajaukšanu (Mix) un turpmāku ...

[Lasīt vairāk](#)



MSC-6000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Centrifūga-vortekss Multi-Spin

Centrifūga/vortekss Multi-Spin **MSC-6000** ir daudzu gadu evolūcijas produkts attīstot Spin-Mix-Spin tehnoloģiju, kas ir paredzēta reaģentu mikro tilpumu savākšanai mēģenes pamatnē (pirmā centrifugācija - Spin) ar sekojošu sajaukšanu (Mix) un turpmāku ...

[Lasīt vairāk](#)