

SR-64 rotors

APRAKSTS

Rotors 8 strip tipa (8 x 0.2 ml) mēģenēm - der jebkura veida strip tipa mēģenēm arī sapārotajām

SPECIFIKĀCIJA

8-sekciju stripi

8

0.2ml mēģeņu daudzums

64



KAT. NUMURS

BS-010201-EK

Rotors SR-64



FV-2400

Ar rotoriem R-1.5M un R-0.5/0.2M
Miniatūra Centrifūga-Vortekss Mikrospin

Mikrospin **FV-2400** - centrifūga / vortekss, speciāli izstrādāta zinātniski pētnieciskam darbam (ģēnu inženierijas, īpaši PCR diagnostikas eksperimentiem). Ierīces var tikt lietotas mikrobioloģijas, bioķīmijas, klīniskajās laboratorijās un industriālajās biotehnoloģiskajās laboratorijās.

Mikrospin ...

[Lasīt vairāk](#)