

R-0.5/0.2, rotors

APRAKSTS

12 x 0.5 ml un 12 x 0.2 ml mēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

0.5ml mēģeņu daudzums

12

0.2ml mēģeņu daudzums

12



KAT. NUMURS

BS-010205-BK

Rotors R-0.5/0.2

AKSESUĀRI



FVL-2400N

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Centrifūga-vortekss Combi-Spin

I e k ā r t a **FVL-2400N** minicentrifūga / vortekss CombiSpin ir speciāli izstrādāta zinātniski pētnieciskam darbam ģenētikas inženierijas (īpaši PCR diagnostikas eksperimentiem), biokīmijas, imunoloģijas pētījumu laboratorijās, kā arī rūpnieciskās biotehnoloģijas laboratorijās.

lekārta vienlaicīgi nodrošina ...

[Lasīt vairāk](#)



MSC-3000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Centrifūga-vortekss Multi-Spin

Centrifūga/vortekss Multi-Spin **MSC-3000** ir daudzu gadu evolūcijas produkts attīstot Spin-Mix-Spin tehnoloģiju, kas ir paredzēta reaģentu mikro tilpumu savākšanai mēģenes pamatnē (pirmā centrifugācija - Spin) ar sekojošu sajaukšanu (Mix) un turpmāku ...

[Lasīt vairāk](#)



MSC-6000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Centrifūga-vortekss Multi-Spin

Centrifūga/vortekss Multi-Spin **MSC-6000** ir daudzu gadu evolūcijas produkts attīstot Spin-Mix-Spin tehnoloģiju, kas ir paredzēta reaģentu mikro tilpumu savākšanai mēģenes pamatnē (pirmā centrifugācija - Spin) ar sekojošu sajaukšanu (Mix) un turpmāku ...

[Lasīt vairāk](#)