

## R-1.5, rotors

### APRAKSTS

12 x 1.5/2 ml mēģenēm

### SPECIFIKĀCIJA

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 2ml mēģeņu daudzums   | 12 |
| 1.5ml mēģeņu daudzums | 12 |



### KAT. NUMURS

BS-010205-AK

Rotors R-1.5

### AKSESUĀRI



**FVL-2400N**

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2  
Centrifūga-vortekss Combi-Spin

Iekārtā **FVL-2400N** minicentrifūga / vortekss Combi-spin ir speciāli izstrādāta zinātniski pētnieciskam darbam ģenētikas inženierijas (īpaši PCR diagnostikas eksperimentiem), bioloģijas, imunoloģijas pētījumu laboratorijās, kā arī rūpnieciskās biotehnoloģijas laboratorijās.

Iekārta vienlaicīgi nodrošina ...

[Lasīt vairāk](#)



**MSC-3000**

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2  
Centrifūga-vortekss Multi-Spin

Centrifūga/vortekss Multi-Spin **MSC-3000** ir daudzu gadu evolūcijas produkts attīstot Spin-Mix-Spin tehnoloģiju, kas ir paredzēta reaģentu mikro tilpumu savākšanai mēģenes pamatnē (pirmā centrifugācija - Spin) ar sekojošu sajaukšanu (Mix) un turpmāku ...

[Lasīt vairāk](#)



**MSC-6000**

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2  
Centrifūga-vortekss Multi-Spin

Centrifūga/vortekss Multi-Spin **MSC-6000** ir daudzu gadu evolūcijas produkts attīstot Spin-Mix-Spin tehnoloģiju, kas ir paredzēta reaģentu mikro tilpumu savākšanai mēģenes pamatnē (pirmā centrifugācija - Spin) ar sekojošu sajaukšanu (Mix) un turpmāku ...

[Lasīt vairāk](#)