

SR-32, rotors


APRAKSTS

četrām 8-vietīgām pa 0,2 ml strip tipa mēģenēm

* nav savietojams ar Combispin centrifūgām kas ražotas pirms 2015 gada

SPECIFIKĀCIJA

8-sekciju stripi	8
0.2ml mēģeņu daudzums	32



KAT. NUMURS

BS-010205-FK	Rotors SR-32
--------------	--------------

AKSESUĀRI



FVL-2400N

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Centrifūga-vortekss Combi-Spin

Iekārtā **FVL-2400N** minicentrifūga / vortekss Combispin ir speciāli izstrādāta zinātniski pētnieciskam darbam ģenētikas inženierijas (īpaši PCR diagnostikas eksperimentiem), bioloģijas, imunoloģijas pētījumu laboratorijās, kā arī rūpnieciskās biotehnoloģijas laboratorijās.

Iekārta vienlaicīgi nodrošina ...

[Lasīt vairāk](#)



MSC-3000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Centrifūga-vortekss Multi-Spin

Centrifūga/vortekss Multi-Spin **MSC-3000** ir daudzu gadu evolūcijas produkts attīstot Spin-Mix-Spin tehnoloģiju, kas ir paredzēta reaģentu mikro tilpumu savākšanai mēģenes pamatnē (pirmā centrifugācija - Spin) ar sekojošu sajaukšanu (Mix) un turpmāku ...

[Lasīt vairāk](#)



MSC-6000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Centrifūga-vortekss Multi-Spin

Centrifūga/vortekss Multi-Spin **MSC-6000** ir daudzu gadu evolūcijas produkts attīstot Spin-Mix-Spin tehnoloģiju, kas ir paredzēta reaģentu mikro tilpumu savākšanai mēģenes pamatnē (pirmā centrifugācija - Spin) ar sekojošu sajaukšanu (Mix) un turpmāku ...

[Lasīt vairāk](#)