

A-02, adapteri

APRAKSTS

A-05 adapteri - 12 vietas 0.5 ml mēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

0.2ml mēģeņu daudzums

12



KAT. NUMURS

BS-010213-BK A-02 adapteri - 12 gab. 0.2 ml mikromēģenēm

AKSESUĀRI



Microspin 12 Plus

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Personāla mini-centrifūga

Personālā mini-centrifūga **Microspin 12 Plus** ir kompakta, viegli vadāma galda centrifūga, kas ir paredzēta lietošanai biomedicīnas pētījumu laboratorijās.

Personālā mini-centrifūga **Microspin 12 Plus** tiek izmantota RNS/DNS paraugu izdalīšanai, citu sastāvdaļu ...

[Lasīt vairāk](#)



Microspin 12

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Personāla mini-centrifūga

Personālā mini-centrifūga **Microspin 12** ir kompakta, viegli vadāma galda centrifūga, kas ir paredzēta lietošanai biomedicīnas pētījumu laboratorijās.

Personālā mini-centrifūga **Microspin 12** tiek izmantota RNS/DNS paraugu izdalīšanai, citu sastāvdaļu izgulsnēšanai no ...

[Lasīt vairāk](#)