

A-05, adapteri

APRAKSTS

Adapteri - 12 vietas 0.2 ml mēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

0.5ml mēģeņu daudzums

12



KAT. NUMURS

BS-010213-AK A-05 adapteri - 12 gab. 0.5 ml mikromēģenēm



Microspin 12
Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Personāla mini-centrifūga

Personālā mini-centrifūga **Microspin 12** ir kompakta, viegli vadāma galda centrifūga, kas ir paredzēta lietošanai biomedicīnas pētījumu laboratorijās.

Personāla mini-centrifūga **Microspin 12** tiek izmantota RNS/DNS paraugu izdalīšanai, citu sastāvdaļu izgulsnēšanai no ...

[Lasīt vairāk](#)