

BN-13/100, adapteru komplekts

APRAKSTS

Rotoriem R-12/10, Ri-12/10 papildus adapteru komplekts (12 gab.) - BN-13/100 vakutaineriem 4-8 ml [13x100]



KAT. NUMURS

BS-010208-QK

Rotoriem R-12/10, Ri-12/10 papildus adapteru komplekts (12 gab.) - BN-13/100 vakutaineriem 4-8 ml

AKSESUĀRI



LMC-3000

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-4200R

Without rotor

Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar

dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzīmoloģiem un šūnu bioloģiem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-56

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



R-12/10

BS-010208-BK

rotors

Rotors mēģenēm ar lodveida pamatni



Ri-12/10

BS-010221-MK

rotors

Rotors mēģenēm ar lodveida pamatni