

RR-U, statīvs rotoriem

APRAKSTS

Statīvs rotoriem



KAT. NUMURS

BS-010208-UK

Statīvs rotoriem RR-U

AKSESUĀRI



LMC-3000

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-4200R

Without rotor

Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar

dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzimologiem un šūnu bioloģiem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-56

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Rotors

Rotors bez ieliktniem



BA-2/50

BS-010221-CK

Ieliktni

Ieliktni priekš 2 - 50ml mēģenēm (4 gab. komplektā)



BA-4/FT
BS-010221-YK
Ieliktni

Ieliktni priekš 4 - 15ml
mēģenēm ar konusveida
pamatni (4 gab. komplektā)



BA-4/VT
BS-010221-4K
Ieliktni

Ieliktni priekš četriem
vakutaineru adapteriem 2-9ml
(4 gab.). Iekļauti 8-9 ml [16 x
100] vacutaineru adapteri, BN-
16/100-16.



BA-4/RT
BS-010221-3K
Ieliktni

Ieliktni priekš 4 - 10ml
mēģenēm ar lodveida pamatni
(4 gab. komplektā)



BA-8/5
BS-010221-FK
Ieliktni

Ieliktni priekš 8 - 5ml mēģenēm
(4 gab. komplektā)



BA-14/2U
BS-010221-JK
Ieliktni

Ieliktni priekš 14 - 2ml
mēģenēm (4 gab. komplektā)



R-6
BS-010208-DK
rotors

Rotors mēģenēm ar vāciņu un
konusveida pamatni. Alumīnija
adapteri



R-6P
BS-010208-XK
rotors

Rotors mēģenēm ar vāciņu un
konusveida pamatni.
Plastmasas adapteri (POM
Kocetal)



Ri-6
BS-010221-HK
rotors

Rotors mēģenēm ar vāciņu un
konusveida pamatni. Alumīnija
adapteri



Ri-6P
BS-010221-IK
rotors

Rotors mēģenēm ar vāciņu un
konusveida pamatni.
Plastmasas adapteri (POM
Kocetal)



RMT-24
BS-010221-BK
rotors

Fiksēta leņķa rotors 24 - 1,5 vai
2 ml mikromēģenēm



R-12/10
BS-010208-BK
rotors

Rotors mēģenēm ar lodveida
pamatni



Ri-12/15
BS-010221-KK
rotors

Rotors mēģenēm ar vāciņu un
konusveida pamatni



Ri-12/10
BS-010221-MK
rotors

Rotors mēģenēm ar lodveida
pamatni



R-24/10
BS-010212-JK
rotors

Rotors mēģenēm ar lodveida
pamatni



Ri-24/10
BS-010221-LK
rotors

Rotors mēģenēm ar lodveida
pamatni



R-12/15
BS-010208-EK
rotors

Rotors mēģenēm ar vāciņu un
konusveida pamatni



R-2
BS-010208-AK
rotors

Rotors, kas paredzēts 2
standarta 96 iedobiņu platēm,
pilna sāna PCR mikroplanšetēm,
dziļo mikromēģeņu planšetēm
līdz 45 mm augstumā.



Ri-2
BS-010221-GK
rotors

Rotors, kas paredzēts 2
standarta 96 iedobiņu platēm,
pilna sāna PCR mikroplanšetēm,
dziļo mikromēģeņu planšetēm
līdz 45 mm augstumā.



R-24GC
BS-010208-VK
rotors

Rotors, kas paredzēts 24 Gel-
kartēm asinsgrupu seroloģiskai
testēšanai RCF 280 x g



Ri-24GC
BS-010221-NK
rotors

Rotors, kas paredzēts 24 Gel-
kartēm asinsgrupu seroloģiskai
testēšanai RCF 280 x g