

## B23-1.5, platforma

### APRAKSTS

1.5 ml x 23 mēģenes dziļums 35 mm

### SPECIFIKĀCIJA

Dziļums

35 mm

1,5 ml mēģeņu daudzums

23



### KAT. NUMURS

BS-010418-DK

B23-1.5



CH 3-150

Without thermoblock

Termostats ar sildīšanas un dzesēšanas funkciju

Combitherm-2 CH 3-150 ir paredzēts materiālu termostabilizēšanai dažādās temperatūrās diapazonā no -3°C līdz +150°C atbilstoši analīzes metodei noteiktajām prasībām. Lai paaugstinātu iekārtas funkcionalitāti un ietaupītu vietu uz darba galda, Combitherm-2 ...

[Lasīt vairāk](#)