

TR-16/19, statīvs

APRAKSTS

Mēģeņu statīvs, ø16 līdz ø19mm mēģenēm, ietilpība 16 mēģenes. PxDZxA: 155x90x112mm

SPECIFIKĀCIJA

Mēģenes izmērs

ø 16-19 mm

Ietilpība

16



KAT. NUMURS

BS-010406-FK

Mēģeņu statīvs, ø16 līdz ø19mm mēģenēm,
ietilpība 16 mēģenes



WB-4MS
With base BP-1 and lid
Ūdens vanna-termostats

Ūdens vanna-termostats **WB-4MS** ir paredzēts tehnoloģiju realizācijai ķīmijas un farmācijas, kā arī medicīnas un bioloģijas pētījumu jomās.

WB-4MS nodrošina palielinātu temperatūras stabilitāti (līdz pat 0.1°C) pateicoties iebūvētajam magnētiskajam maisītājam (apgriezienu ...

[Lasīt vairāk](#)