

TR-5/30, statīvs

APRAKSTS

Mēģeņu statīvs ø30mm mēģenēm, ietilpība 5 mēģenes. PxDzxA: 155x90x112mm

SPECIFIKĀCIJA

Ietilpība

5

Mēģenes izmērs

ø 30 mm



KAT. NUMURS

BS-010406-KK

Mēģeņu statīvs ø30mm mēģenēm, ietilpība 5 mēģenes



WB-4MS
With base BP-1 and lid
Ūdens vanna-termostats

Ūdens vanna-termostats **WB-4MS** ir paredzēts tehnoloģiju realizācijai ķīmijas un farmācijas, kā arī medicīnas un bioloģijas pētījumu jomās.

WB-4MS nodrošina palielinātu temperatūras stabilitāti (līdz pat 0.1°C) pateicoties iebūvētajam magnētiskajam maisītājam (apgriezienu ...

[Lasīt vairāk](#)