

TR-44/11, statīvs

APRAKSTS

Mēģeņu statīvs 2 / 1.5 ml mikromēģenēm, ietilpība 44 mikromēģenes. Px DzxA: 155x90x112mm


SPECIFIKĀCIJA

Mēģenes izmērs

2 / 1.5 ml

Ietilpība

44



KAT. NUMURS

BS-010406-JK

Mēģeņu statīvs 2 / 1.5 ml mikromēģenēm,
ietilpība 44 mikromēģenes



WB-4MS
With base BP-1 and lid
Ūdens vanna-termostats

Ūdens vanna-termostats **WB-4MS** ir paredzēts tehnoloģiju realizācijai ķīmijas un farmācijas, kā arī medicīnas un bioloģijas pētījumu jomās.

WB-4MS nodrošina palielinātu temperatūras stabilitāti (līdz pat 0.1°C) pateicoties iebūvētajam magnētiskajam maisītājam (apgriezienu ...

[Lasīt vairāk](#)