

HTP-1, turētājs

APRAKSTS

HTP-1, temperatūras devēja turētājs



KAT. NUMURS

BS-010309-FK

HTP-1, temperatūras devēja turētājs

AKSESUĀRI



MMS-3000
BS-010305-AAF

Magnētiskais maisītājs ar statīvu

MMS-3000 ir kompakts magnētiskais maisītājs ar darba virsmu no nerūsējošā tērauda. Aparāti nodrošina šķidruma samaisīšanu ar magnētiskā elementa ātrumu līdz 3000 apgr./min. Uz šodienu tas ir visaugstākais ātruma rādītājs starp ...

[Lasīt vairāk](#)



MSH-300
BS-010302-OAA

Magnētiskais maisītājs ar sildītāju

MSH-300 ir jaunās paaudzes magnētiskais maisītājs. Maisītāju korpus ir izgatavots no metāla ar pulvera emaljas pārklājumu, kas ir ķīmiski izturīgs pret skābēm un sāļiem. Maisītājiem ir noņemamais statīvs, kas ļauj ...

[Lasīt vairāk](#)



Intelli-Stirrer MSH-300i
BS-010309-AAA
Magnētiskais maisītājs ar termoregulāciju

Intelli-Stirrer MSH-300i ir jaunās paaudzes magnētiskais maisītājs. Maisītāju korpus ir izgatavots no metāla ar pulvera emaljas pārklājumu, kas ir ķīmiski izturīgs pret skābēm un sāļiem. Maisītājiem ir noņemamais statīvs, kas ...

[Lasīt vairāk](#)