

CKG16, Kalibrēšanas standarts

APRAKSTS

CKG16 stikla mēģenēm ar diametru 16 mm, standartu komplekts - 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 (lateksa daļiņas).

SPECIFIKĀCIJA

Diametrs

16 mm



KAT. NUMURS

BS-050102-BK

CKG16 - ø16mm - 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 McF

AKSESUĀRI



DEN-1

BS-050102-AAF

Densitometrs (šķidruma
duļķainības mērītājs)

Densitometri **DEN-1** ir paredzēti šķidrumu duļķainības mērīšanai diapazonā 0.0–6.0 McFarlanda vienībās, attiecīgi (0 - 180×10^7 šūnas/ml). Ar mēraparātu ir iespējams veikt šķidrumu duļķainības mērījumus plašākā diapazonā, līdz pat 15.0 ...

[Lasīt vairāk](#)



DEN-1B

BS-050104-AAF

Densitometrs (šķidruma
duļķainības mērītājs)

Densitometri **DEN-1B** ir paredzēti šķidrumu duļķainības mērīšanai diapazonā 0.0–6.0 McFarlanda vienībās, attiecīgi (0 - 180×10^7 šūnas/ml). Ar mēraparātu ir iespējams veikt šķidrumu duļķainības mērījumus plašākā diapazonā, līdz pat 15.0 ...

[Lasīt vairāk](#)



DEN-600

BS-050109-AAA

Fotometrs

DEN-600 ir kompakts, pārnēsājams no akumulatora darbināms fotometrs. DEN-600 ietver 600 nm viļņa garuma optisko sistēmu, kas ļauj pielietot - 1) Abs (OD600) metodi, ar kuras palīdzību tiek aprēķināts kopējais ...

[Lasīt vairāk](#)