

HAS-1, Rokas kontroliera komplekts

APRAKSTS

HAS-1 Rokas kontroliera komplekts

- 1 kanāla adapteris
 - ar atvienotāju 200 µl uzgaļiem
 - autoklavējamam nerūsējošā tērauda uzgaļim 40 mm garumā
 - autoklavējamam nerūsējošā tērauda uzgaļim 125 mm garumā
- 8 kanālu adapteri
 - ar atvienotāju 200 µl uzgaļiem
 - autoklavējamam nerūsējošā tērauda uzgaļim 35 mm garumā
- Statīvs SH-6



KAT. NUMURS

BS-040118-PK

HAS-1, Rokas kontroliera komplekts

AKSESUĀRI



FTA-2i
BS-040120-A02
Nosūcējs ar uztvērējtrauku

Nosūcējs ar uztvērējtrauku **FTA-2i** ir paredzēts spirta vai bufera atlikumu nosūkšanai no mikromēģeņu sienīņām DNS (RNS) attīrīšanas procesa laikā, kā arī citu makromolekulu atkārtotas izgulsnēšanas procesos.

FTA-2i var izmantot arī ...

[Lasīt vairāk](#)



FTA-U
4 L
Vakuuma aspirācijas sistēma

FTA-U vakuuma aspirācijas sistēma ir jaudīga, ergonomiska un izturīga aspirācijas sistēma, kas paredzēta šķidro atkritumu aprītes uzlabošanai dažādu laboratoriju vidēs, tostarp pētniecībā, klīniskajā diagnostikā, farmaceitiskajās kvalitātes kontroles laboratorijās un citur. ...

[Lasīt vairāk](#)