

Karuseļa tipa statīvs

APRAKSTS

Karuseļa tipa statīvs, rotējošs, 6 pipetēm

SPECIFIKĀCIJA

Vietu skaits

6



KAT. NUMURS

BS-010522

Karuseļa tipa statīvs, rotējošs, 6 pipetēm

AKSESUĀRI



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
pipetes

Assist sērijas pipetes ir maināma tilpuma pipetes kas tiek ražotas 1, 8, 12 kanālu izpildījumā. Paredzētas šķidrumu nomērīšanai un pārvešanai tilpumos no 0.1 µl līdz 10000 µl atkarībā no modeļa. ...

[Lasīt vairāk](#)



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
pipetes ar tilpuma fiksēšanu

Assist sērijas pipetes ar tilpuma fiksēšanu ir maināma tilpuma pipetes kas tiek ražotas 1, 8, 12 kanālu izpildījumā. Paredzētas šķidrumu nomērīšanai un pārvešanai tilpumos no 0.1 µl līdz 10000 µl ...

[Lasīt vairāk](#)