

1 pipetes statīvs

APRAKSTS

SPECIFIKĀCIJA

Vietu skaits

1



KAT. NUMURS

BS-010524

1 pipetes statīvs

AKSESUĀRI



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
pipettes

Assist sērijas pipetes ir maināma tilpuma pipetes kas tiek ražotas 1, 8, 12 kanālu izpildījumā. Paredzētas šķidrumu nomērīšanai un pārvešanai tilpumos no 0.1 µl līdz 10000 µl atkarībā no modeļa. ...

[Lasīt vairāk](#)



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
pipettes ar tilpuma fiksēšanu

Assist sērijas pipetes ar tilpuma fiksēšanu ir maināma tilpuma pipetes kas tiek ražotas 1, 8, 12 kanālu izpildījumā. Paredzētas šķidrumu nomērīšanai un pārvešanai tilpumos no 0.1 µl līdz 10000 µl ...

[Lasīt vairāk](#)