

USB 2.0 Hub 10 × pieslēgvietas

APRAKSTS



KAT. NUMURS

BS-010158-BK

USB 2.0 Hub 10 × pieslēgvietas

AKSESUĀRI



RTS-1

Ar TPP TubeSpin® bioreaktora
mēģenēm 50ml, 20gab
Personālais bioreaktors

RTS-1 ir personālais bioreaktors kas nodrošina „Reverse-spin” (reversīvās samaisīšanas) veida iedarbību uz mēģeni, kā arī reālā laikā nolasa un saglabā mikroorganismu augšanas datus, 50ml mēģenē.

Iespējas:

- Novatoriska maisīšana lietojot reversīvo ...

[Lasīt vairāk](#)



RTS-1C

Ar TPP TubeSpin® bioreaktora
mēģenēm 50ml, 20gab
Personālais bioreaktors

RTS-1C ir personālais bioreaktors kas nodrošina „Reverse-spin” (reversīvās samaisīšanas) veida iedarbību uz mēģeni, kā arī reālā laikā nolasa un saglabā mikroorganismu augšanas datus, 50ml mēģenē.

Iespējas:

- Novatoriska maisīšana lietojot reversīvo ...

[Lasīt vairāk](#)



RTS-8

Ar TPP TubeSpin® bioreaktora
mēģenēm 50ml, 20gab
daudzkanālu bioreaktors ar
neinvazīvu šūnu koncentrācijas
mērīšanu reālā laikā

RTS-8 ir personālais bioreaktors, tas izmanto patentētu Reverse-Spin® tehnoloģiju, kas izmanto neinvazīvu, mehāniski virzītu, ar mazu enerģijas patēriņu, inovatīvu samaisīšanas veidu, kad šūnu suspensiju sajauc vienreizējas lietošanas 50ml mēģenēs tās ...

[Lasīt vairāk](#)



RTS-8 Plus

Ar TPP TubeSpin® bioreaktora
mēģenēm 50ml, 20gab un
sterilām TPP TubeSpin®
bioreaktora mēģenēm, 50ml, ar
pH un O₂ sensoriem, 10gab
daudzkanālu bioreaktors ar
neinvazīvu šūnu koncentrācijas pH
un O₂ mērīšanu reālā laikā

RTS-8 plus ir personālais bioreaktors, tas izmanto patentētu Reverse-Spin® tehnoloģiju, kas izmanto neinvazīvu, mehāniski virzītu, ar mazu enerģijas patēriņu, inovatīvu samaisīšanas veidu, kad šūnu suspensiju sajauc vienreizējas lietošanas 50ml mēģenēs ...

[Lasīt vairāk](#)