

R-24/10, rotors

APRAKSTS

Rotors mēģenēm ar lodveida pamatni

SPECIFIKĀCIJA

Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Mēģenes izmēri (Ø × garums)	16 × 105 mm
Ietilpība	24
Mēģeņu tilpums	10–15 ml
Maks. ātrums	4000 apgr./min
Maks. RCF: LMC-4200R	2860 × g
Mēģeņu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.
Autoklāvējams	+



KAT. NUMURS

BS-010212-JK

Rotors R-24/10



LMC-4200R

Without rotor

Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzimologiem un šūnu bioloģiem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



BN-13/75-24

BS-010221-RK

adapteru komplekts

Rotoram R-24/10, Ri-24/10 papildus adapteru komplekts (24 gab.) - BN-13/75-24 vakutaineriem 2-5 ml



BN-13/100-24

BS-010221-SK

adapteru komplekts

Rotoram R-24/10, Ri-24/10 papildus adapteru komplekts (24 gab.) - BN-13/100-24 vakutaineriem 4-8 ml



BN-16/100-24

BS-010221-TK

adapteru komplekts

Rotoram R-24/10, Ri-24/10 papildus adapteru komplekts (24 gab.) - BN-16/100-24 vakutaineriem 8-10 ml



RR-U

BS-010208-UK

statīvs rotoram

Statīvs rotoram



BN-16/90

BS-010208-SK

adapteru komplekts rotoram R-12/10 R-24/10

Rezerves adapteru komplekts rotoram R-12/10, R-24/10. Plastmasas adapteri (12 gab).