

TubeSpin® Bioreactor 50 - 20

APRAKSTS

50 ml mēģenes ar membrānas filtru TubeSpin® Bioreactor 50, TPP® 20 gab.

SPECIFIKĀCIJA

Mēģeņu skaits komplektā

20

Tilpums

50 ml



KAT. NUMURS

BS-010158-AK

50 ml mēģenes ar membrānas filtru
 TubeSpin® Bioreactor 50, TPP®
 20 gab.

**RTS-1**

Ar TPP TubeSpin® bioreaktora
mēģenēm 50ml, 20gab
Personālais bioreaktors

RTS-1 ir personālais bioreaktors kas nodrošina „Reverse-spin” (reversīvās samaisīšanas) veida iedarbību uz mēģeni, kā arī reālā laikā nolasa un saglabā mikroorganismu augšanas datus, 50ml mēģenē.

Iespējas:

- Novatoriska maisīšana lietojot reversīvo ...

[Lasīt vairāk](#)

**RTS-1C**

Ar TPP TubeSpin® bioreaktora
mēģenēm 50ml, 20gab
Personālais bioreaktors

RTS-1C ir personālais bioreaktors kas nodrošina „Reverse-spin” (reversīvās samaisīšanas) veida iedarbību uz mēģeni, kā arī reālā laikā nolasa un saglabā mikroorganismu augšanas datus, 50ml mēģenē.

Iespējas:

- Novatoriska maisīšana lietojot reversīvo ...

[Lasīt vairāk](#)

**RTS-8**

Ar TPP TubeSpin® bioreaktora
mēģenēm 50ml, 20gab
daudzkanālu bioreaktors ar
neinvazīvu šūnu koncentrācijas
mērīšanu reālā laikā

RTS-8 ir personālais bioreaktors, tas izmanto patentētu Reverse-Spin® tehnoloģiju, kas izmanto neinvazīvu, mehāniski virzītu, ar mazu enerģijas patēriņu, inovatīvu samaisīšanas veidu, kad šūnu suspensiju sajauc vienreizējas lietošanas 50ml mēģenēs tās ...

[Lasīt vairāk](#)

**RTS-8 Plus**

Ar TPP TubeSpin® bioreaktora
mēģenēm 50ml, 20gab un
sterilām TPP TubeSpin®
bioreaktora mēģenēm, 50ml, ar
pH un O₂ sensoriem, 10gab
daudzkanālu bioreaktors ar
neinvazīvu šūnu koncentrācijas pH
un O₂ mērīšanu reālā laikā

RTS-8 plus ir personālais bioreaktors, tas izmanto patentētu Reverse-Spin® tehnoloģiju, kas izmanto neinvazīvu, mehāniski virzītu, ar mazu enerģijas patēriņu, inovatīvu samaisīšanas veidu, kad šūnu suspensiju sajauc vienreizējas lietošanas 50ml mēģenēs ...

[Lasīt vairāk](#)