


Ārējais pirmsfiltru komplekts (polifosfātu/ogles/1µm) ar manometru

APRAKSTS



KAT. NUMURS

BS-070104-LK

Ārējais pirmsfiltru komplekts
(polifosfātu/ogles/1µm) ar manometru

AKSESUĀRI



Labaqua Trace
BS-070105-A02
ūdens attīrīšanas sistēma

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Visas attīrīšanas sistēmu Labaqua konfigurācijās ražo gan īpaši tīru, gan arī tīru ūdeni. ...

[Lasīt vairāk](#)



Labaqua HPLC
BS-070104-A02
ūdens attīrīšanas sistēma

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrīšanas sistēma **Labaqua HPLC** attīra ūdeni nodrošinot zemu kopējā organiskā oglekļa (TOC) ...

[Lasīt vairāk](#)



Labaqua Bio
30l uzglabāšanas tvertne
ūdens attīrīšanas sistēma

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrīšanas sistēma **Labaqua Bio** attīra ūdeni nodrošinot zemu organisko vielu un DNāžu ...

[Lasīt vairāk](#)