

TR-30/13, statīvs

APRAKSTS

Mēģeņu statīvs, ø10 līdz ø13mm mēģenēm, ietilpība 30 mēģenes. PxDZxA: 155x90x112mm

SPECIFIKĀCIJA

Mēģenes izmērs

ø 10-13 mm

Ietilpība

30



KAT. NUMURS

BS-010406-IK

Mēģeņu statīvs, ø10 līdz ø13mm mēģenēm,
ietilpība 30 mēģenes



WB-4MS
With base BP-1 and lid
Ūdens vanna-termostats

Ūdens vanna-termostats **WB-4MS** ir paredzēts tehnoloģiju realizācijai ķīmijas un farmācijas, kā arī medicīnas un bioloģijas pētījumu jomās.

WB-4MS nodrošina palielinātu temperatūras stabilitāti (līdz pat 0.1°C) pateicoties iebūvētajam magnētiskajam maisītājam (apgriezienu ...

[Lasīt vairāk](#)