

Kalibrēšanas standarts, d18mm


APRAKSTS

McFarland duļķainības standarti, Ø18mm

SPECIFIKĀCIJA

Diametrs

18 mm



KAT. NUMURS

70900

Ø18mm

AKSESUĀRI



DEN-1

BS-050102-AAF

Densitometrs (šķidruma duļķainības mērītājs)

Densitometri **DEN-1** ir paredzēti šķidrumu duļķainības mērīšanai diapazonā 0.0–6.0 McFarlanda vienībās, attiecīgi (0 - 180×10^7 šūnas/ml). Ar mēraparātu ir iespējams veikt šķidrumu duļķainības mērījumus plašākā diapazonā, līdz pat 15.0 ...

[Lasīt vairāk](#)



DEN-1B

BS-050104-AAF

Densitometrs (šķidruma duļķainības mērītājs)

Densitometri **DEN-1B** ir paredzēti šķidrumu duļķainības mērīšanai diapazonā 0.0–6.0 McFarlanda vienībās, attiecīgi (0 - 180×10^7 šūnas/ml). Ar mēraparātu ir iespējams veikt šķidrumu duļķainības mērījumus plašākā diapazonā, līdz pat 15.0 ...

[Lasīt vairāk](#)