

P-5, pipešu plaukts

APRAKSTS

P-5, pipešu plaukts


SPECIFIKĀCIJA

Gabarītmēri (P×D×A)

230 × 140 × 50 mm

Vietu skaits

5



KAT. NUMURS

BS-040104-CK

P-5

AKSESUĀRI



UVC/T-M-AR

With built in socket and inlet for power cords
PĶR (PCR) kabinets

UVC/T-M-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārsa ...

[Lasīt vairāk](#)



UVT-B-AR

With built in socket and inlet for power cords
PĶR (PCR) kabinets

UVT-B-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārsa ...

[Lasīt vairāk](#)



UVT-S-AR

BS-040107-A07
PĶR (PCR) kabinets

UVT-S-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārsa ...

[Lasīt vairāk](#)