

BN-16/90, adapteru komplekts rotoram R-12/10 R-24/10

APRAKSTS

Rezerves adapteru komplekts rotoram R-12/10, R-24/10. Plastmasas adapteri (12 gab).

SPECIFIKĀCIJA

| | |
|-----------------|---|
| Mēģeņu tilpums | 10–15 ml |
| Maks. ātrums | 4200 apgr./min |
| Mēģeņu ražotāji | Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c. |
| Autoklāvējams | + |



KAT. NUMURS

BS-010208-SK

BN-16/90



LMC-3000
Without rotor
Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-12
Without rotor
Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-4200R
Without rotor
Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzīmoloģijem un šūnu bioloģijem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



R-12/10
BS-010208-BK
rotors

Rotors mēģenēm ar lodveida pamatni



Ri-12/10
BS-010221-MK
rotors

Rotors mēģenēm ar lodveida pamatni



R-24/10
BS-010212-JK
rotors

Rotors mēģenēm ar lodveida pamatni



Ri-24/10
BS-010221-LK
rotors

Rotors mēģenēm ar lodveida pamatni