

BN-17/120, adapteru komplekts rotoram R-12/15

APRAKSTS

Rezerves adapteru komplekts rotoram R-12/15. Plastmasas adapteri (12 gab).

SPECIFIKĀCIJA

Mēģeņu tilpums	15 ml
Maks. ātrums	4200 apgr./min
Mēģeņu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.
Autoklāvējams	+



KAT. NUMURS

BS-010208-TK

BN-17/120

AKSESUĀRI



LMC-3000

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-12

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-4200R

Without rotor

Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzimologiem un šūnu biologiem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



Ri-12/15

BS-010221-KK

rotors

Rotors mēģenēm ar vāciņu un konusveida pamatn



R-12/15

BS-010208-EK

rotors

Rotors mēģenēm ar vāciņu un konusveida pamatn