

## BN-17/120, adapteru komplekts rotoram R-12/15

### APRAKSTS

Rezerves adapteru komplekts rotoram R-12/15. Plastmasas adapteri (12 gab.).

### SPECIFIKĀCIJA

Mēģēņu tilpums	15 ml
Maks. ātrums	4200 apgr./min
Mēģēņu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.
Autoklāvējams	+



### KAT. NUMURS

BS-010208-TK

BN-17/120

### AKSESUĀRI



**LMC-3000**  
Without rotor  
Laboratorijas centrifūga



**LMC-12**  
Without rotor  
Laboratorijas centrifūga



**LMC-4200R**  
Without rotor  
Dzesējošā laboratorijas centrifūga



**Ri-12/15**  
BS-010221-KK  
rotors



**R-12/15**  
BS-010208-EK  
rotors

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēgenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēgenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)

Laboratorijas galda centrifūga ar

dzesēšanu **LMC-4200R**  
nodrošina biomateriāla  
temperatūras kontroli  
centrifugēšanas laikā. Tā  
saucamā „aukstā plaukta”  
temperatūras kontrole ir „zelta  
standarts” enzimologiem un  
šūnu biologiemi, jo tā nodrošina  
apstākļus, kas ...

Rotors mēgenēm ar vāciņu un  
konusveida pamatn

Rotors mēgenēm ar vāciņu un  
konusveida pamatn