

SPM, pašlīpošs materiāls laboratorijas trauku fiksēšanai

APRAKSTS

Labā alternatīva tradicionālajiem tērauda turētājiem, ērts veids, kā mēģenes, petri plates, kolbas un citus laboratorijas traukus nostiprināt uz kultivēšanas, inkubācijas un sajaukšanas platformām.

SPM ir savietojams ar PP-4 platformu, kas der gan PSU-10i orbitālajam kratītājam, gan ES-20 kratītāja-inkubatoram.

Izgatavots no poliuretāna ar līmes slāni, vienkārši tīrāms un izturīgs, spēj izturēt līdz pat 1000 reizēm uzstādīšanu/noņemšanu vai 12 mēnešu lietošanu. Papildu informācija par temperatūras, darba tilpuma un ātruma ierobežojumiem ir pieejama lietotāja rokasgrāmatā.



SPECIFIKĀCIJA

Krāsa	caurspīdīga
Lietošanas ilgums	līdz 1000 reizēm uzstādīšanas/noņemšanas vai 12 mēnešus
Temperatūras diapazons	+4C° ... +80C°
Apgrīzību diapazons	0–400 rpm
Gabaritizmēri (PxDxA)	210 × 210 × 3mm (abpusējs 1,5 mm poliuretāns ar PET līmi)

KAT. NUMURS

BS-010111-BK

SPM, pašlīpošs materiāls laboratorijas trauku fiksēšanai

AKSESUĀRI



ES-20
Without platform
Kratītājs-inkubators

ES-20 ir kompakts galda kratītājs – inkubators, ko var izmantot gan bioloģisko šķidrumu maisīšanai, gan inkubācijai un kultivēšanai saskaņā ar operatora sastādītu programmu.

Iebūvēts mikroprocesora temperatūras kontrolieris nodrošina nepārtrauktu temperatūras ...

[Lasīt vairāk](#)



PP-4
BS-010108-BK
platforma

Universālā platforma dažāda veida traukiem ar neslīdošu silikona paklājīņu.



PSU-10i
Without platform
Orbitālais kratītājs

PSU-10i ir jauns orbitālais kratītājs daudzfunkciju maisīšanas iekārtu grupā. Jauns ārējais dizains, iestrādāts tiešais pievads lietojot bez suku dzinēju, kam tiek garantēts 35000 stundu darbības laiks, un platformas nevienmērīgas noslodzes ...

[Lasīt vairāk](#)