

SPML, pašlīpošs materiāls laboratorijas trauku fiksēšanai

APRAKSTS

Labā alternatīva tradicionālajiem tērauda turētājiem, ērts veids, kā mēģenes, petri plates, kolbas un citus laboratorijas traukus nostiprināt uz kultivēšanas, inkubācijas un sajaukšanas platformām.

SPML ir savietojams ar **UP-168** platformu, kas der gan **PSU-20i** orbitālajam kratītājam, gan **ES-20/60**, **ES-20/80** kratītājiem-inkubatoriem.

Izgatavots no poliuretāna ar līmes slāni, vienkārši tīrāms un izturīgs, spēj izturēt līdz pat 1000 reizēm uzstādīšanu/noņemšanu vai 12 mēnešu lietošanu. Papildu informācija par temperatūras, darba tilpuma un ātruma ierobežojumiem ir pieejama lietotāja rokasgrāmatā.



SPECIFIKĀCIJA

Krāsa	caurspīdīga
Lietošanas ilgums	līdz 1000 reizēm uzstādīšanas/noņemšanas vai 12 mēnešus
Temperatūras diapazons	+4C° ... +80C°
Apgrīzību diapazons	0–400 rpm
Gabarītmēri (P×D×A)	390 × 80 × 3 mm (abpusējs 1,5 mm poliuretāns ar PET līmi)

KAT. NUMURS

BS-010135-MK

SPML, pašlīpošs materiāls laboratorijas trauku fiksēšanai, trīs joslu komplekts

AKSESUĀRI



UP-168
BS-010135-JK
platforma

Universālā platforma dažāda izmēra kolbu, burciņu turētājiem. Turētāji nav iekļauti platformas komplektā un tos ir jāpasūta atsevišķi.



ES-20/60
Without platform
Kratītājs-inkubators

Kratītājs-inkubators **ES-20/60** biotehnoloģiskajām un farmaceutiskajām laboratorijām ir iekārta, kas paredzēta mikroorganismu šūnu un eikariotu šūnu, tai skaitā dzīvnieku, augu un kukaiņu šūnu, kultivēšanai, kā arī ir iespējams kultivēt termofilās baktērijas. ...

[Lasīt vairāk](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Kratītājs-inkubators

Kratītājs-inkubators **ES-20/80** biotehnoloģiskajām un farmaceutiskajām laboratorijām ir profesionālas kategorijas aprīkojums. Tipiskie pielietojumi ietver - mikrobu un šūnu kultūru audzēšanu, olbaltumvielu ekspresiju, šķīdības pētījumus, vispārēju sajaukšanu, kā arī citus dažādus pielietojumus ...

[Lasīt vairāk](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Kratītājs-inkubators ar dzesēšanu

Kratītājs-inkubators **ES-20/80C** biotehnoloģiskajām un farmaceutiskajām laboratorijām ir profesionālas kategorijas aprīkojums. Tipiskie pielietojumi ietver - mikrobu un šūnu kultūru audzēšanu, olbaltumvielu ekspresiju, šķīdības pētījumus, vispārēju sajaukšanu, kā arī citus dažādus pielietojumus ...

[Lasīt vairāk](#)



PSU-20i
Without platform
Multifunkcionāls orbitālais kratītājs

Orbitālais kratītājs ir veidots tā lai to būtu vienlīdz ērti lietot mazās specializētās biotehnoloģijas laboratorijās, kā arī lielās multidisciplinārās laboratorijās: deviņu savstarpēji apmaināmo platformu izvēle nodrošina iespēju pielietot dažādas procedūras ...

[Lasīt vairāk](#)