

## RS2, statīvs CPS-20 / CTR-6 uzstādīšanai

### APRAKSTS

Statīvs CPS-20 / CTR-6 uzstādīšanai



### KAT. NUMURS

BS-010425-HK

RS2

### AKSESUĀRI



#### S-Bt Smart Biotherm

Software included + RS6, rack  
with 3 shelves  
Kompakts CO<sub>2</sub> inkubators

S-Bt Smart Biotherm radīts darbam šūnu bioloģijas nozarēs (darbības ar dzīvnieku šūnu kultūrām un audiem), molekulārajā bioloģijā (DNS/RNS reakciju analīze, hibrizācijas reakcijas), biotehnoloģijā (mērķa proteīnu un citu molekulu sintēze), imunoloģijā ...

[Lasīt vairāk](#)



#### CPS-20

Without platform  
CO<sub>2</sub> kratītājs

CO<sub>2</sub> kratītājs CPS-20 nodrošina regulētu platformas orbitālu kustību un ir paredzēts izmantošanai CO<sub>2</sub> inkubatorā. CPS-20 ir īpaši izstrādāts izmantošanai agresīvā vidē, piemēram, CO<sub>2</sub> un mitrumā, un nodrošina ...

[Lasīt vairāk](#)



#### CTR-6

BS-010174-A01  
CO<sub>2</sub> rotētājs

CO<sub>2</sub> mēģeņu rotētājs CTR-6 nodrošina regulētu rotēšanu un šūpošanu maksimāli līdz 6 rulišiem un ir paredzēts lietošanai īpaši CO<sub>2</sub> inkubatoros. CTR-6 ir īpaši izstrādāts lietošanai skarbos CO<sub>2</sub>

...

[Lasīt vairāk](#)