

Ri-6, rotors

APRAKSTS

Rotors mēģenēm ar vāciņu un konusveida pamatni. Alumīnija adapteri

SPECIFIKĀCIJA

Mēģeņu turētāja materiāls	Alumīnijs
Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Mēģeņu izmēri (Ø × garums)	29 × 115 mm
Ietilpība	6
Mēģeņu tilpums	50 ml
Maks. ātrums	4200 apgr./min
Maks. RCF	3160 × g
Mēģeņu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.
Autoklāvējams	+



KAT. NUMURS

BS-010221-HK

Rotors Ri-6

AKSESUĀRI



LMC-56

Without rotor
Laboratorijas centrifūga



BI-25-6

BS-010221-VK
adapteru komplekts



RR-U

BS-010208-UK
statīvs rotoriem

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

Rotoriem R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P papildus ieliktnu komplekts (6 gab.) - BI-25-6 priekš 25ml mēģenēm ar konisku pamatni

Statīvs rotoriem

[Lasīt vairāk](#)