

Ri-24/10, rotors

APRAKSTS

Rotors mēģenēm ar lodveida pamatni

SPECIFIKĀCIJA

Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Mēģenes izmēri (Ø × garums)	16 × 105 mm
Ietilpība	24
Mēģeņu tilpums	10–15 ml
Maks. ātrums	4000 apgr./min
Maks. RCF	2860 × g
Mēģeņu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.
Autoklāvējams	+



KAT. NUMURS

BS-010221-LK

Rotors Ri-24/10



LMC-56
Without rotor
Laboratorijas centrifūga

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



BN-13/75-24
BS-010221-RK
adapteru komplekts

Rotoram R-24/10, Ri-24/10 papildus adapteru komplekts (24 gab.) - BN-13/75-24 vakutaineriem 2-5 ml



BN-13/100-24
BS-010221-SK
adapteru komplekts

Rotoram R-24/10, Ri-24/10 papildus adapteru komplekts (24 gab.) - BN-13/100-24 vakutaineriem 4-8 ml



BN-16/100-24
BS-010221-TK
adapteru komplekts

Rotoram R-24/10, Ri-24/10 papildus adapteru komplekts (24 gab.) - BN-16/100-24 vakutaineriem 8-10 ml



RR-U
BS-010208-UK
statīvs rotoram

Statīvs rotoram



BN-16/90
BS-010208-SK
adapteru komplekts rotoram R-12/10 R-24/10

Rezerves adapteru komplekts rotoram R-12/10, R-24/10. Plastmasas adapteri (12 gab).