

## Ri-12/15, rotors

### APRAKSTS

Rotors mēģenēm ar vāciņu un konusveida pamatn

### SPECIFIKĀCIJA

Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Mēģenes izmēri (Ø × garums)	17 × 120 mm
Ietilpība	12
Mēģeņu tilpums	15 ml
Maks. ātrums	4200 apgr./min
Maks. RCF	3160 × g
Mēģeņu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.
Autoklāvējams	+



### KAT. NUMURS

BS-010221-KK

Rotors Ri-12/15

### AKSESUĀRI



**LMC-56**

Without rotor  
Laboratorijas centrifūga

**LMC-56** ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



**RR-U**

BS-010208-UK  
stativs rotoriem

Stativs rotoriem



**BN-17/120**

BS-010208-TK  
adapteru komplekts rotoram R-12/15

Rezerves adapteru komplekts rotoram R-12/15. Plastmasas adapteri (12 gab).