

Ri-2, rotors

APRAKSTS

Rotors, kas paredzēts 2 standarta 96 iedobišu platēm, pilna sāna PCR mikroplanšetēm, dziļo mikromēģeņu planšetēm līdz 45 mm augstumā.

SPECIFIKĀCIJA

Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Planšetes izmēri (g × p)	128 × 85.6 mm
Maks. augstums	līdz 45 mm
Ietilpība	2
Maks. ātrums	2000 apgr./min
Maks. RCF	560 × g
Mēģeņu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.
Autoklavējams	+



KAT. NUMURS

BS-010221-GK

Rotors Ri-2

AKSESUĀRI



LMC-56

Without rotor
Laboratorijas centrifūga

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



AP-96

BS-010219-DK
adapteri

2 adapteru komplekts priekš 96 mikromēģeņu daļēja vai bez sāna PCR mikroplanšetēm - veidoti no Ertacetal® C, autoklavējami



AP-384

BS-010219-EK
adapteri

2 adapteru 384 mēģeņu planšetei - veidoti no Ertacetal® C, autoklavējami



RR-U

BS-010208-UK
statīvs rotoriem

Statīvs rotoriem