

Ri-24GC, rotors

APRAKSTS

Rotors, kas paredzēts 24 Gel-kartēm asinsgrupu seroloģiskai testešanai RCF 280 x g

SPECIFIKĀCIJA

Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Kartes izmēri (g × p)	53 × 74 mm
Ietilpība	24
Maks. ātrums	1500 apgr./min
Maks. RCF	280 × g
Gel karšu ražotāji	Grifols, DiaMed, u.c.
Autoklāvējams	+



KAT. NUMURS

BS-010221-NK

Rotors Ri-24GC

AKSESUĀRI



LMC-56
Without rotor
Laboratorijas centrifūga

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugešanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



RR-U
BS-010208-UK
statīvs rotoriem

Statīvs rotoriem