

RMT-24, rotors

APRAKSTS

Fiksēta leņķa rotors 24 - 1,5 vai 2 ml mikromēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

Ietilpība	24
Maks. ātrums	6000 apgr./min
Maks. RCF	3750 × g



KAT. NUMURS

BS-010221-BK

Rotors RMT-24

AKSESUĀRI



LMC-4200R

Without rotor

Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzīmologiem un šūnu bioloģiem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-56

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



RR-U

BS-010208-UK
stativs rotoriem

Stativs rotoriem