

BA-2/50, Ieliktni

APRAKSTS

Ieliktni priekš 2 - 50ml mēģenēm (4 gab. komplektā)

SPECIFIKĀCIJA

Mēģeņu turētāja materiāls	Alumīnijs
Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Mēģeņu izmēri (Ø × garums)	29 × 115 mm
Ietilpība	2
Mēģeņu tilpums	50 ml
Maks. ātrums	4200 apgr./min
Maks. RCF	3260 × g
Mēģeņu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.



KAT. NUMURS

BS-010221-CK

BA-2/50

AKSESUĀRI



LMC-56

Without rotor
Laboratorijas centrifūga



BR-4U

BS-010221-AK
Rotors



BI-25-8

BS-010221-UK
adapteru komplekts



RR-U

BS-010208-UK
statīvs rotoriem

LMC-56 ir mūsdienīga galdā laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)

Rotors bez ieliktniem

Ieliktnim BA-2/50 papildus adapteru komplekts (8 gab.) - BI-25-8 priekš 25ml mēģenēm ar konisku pamatni

Statīvs rotoriem