

BA-4/RT, Ieliktni

APRAKSTS

Ieliktni priekš 4 - 10ml mēģenēm ar lodveida pamatni (4 gab. komplektā)

SPECIFIKĀCIJA

Mēģeņu turētāja materiāls	POM Kocetal
Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Ietilpība	4
Mēģeņu tilpums	10–15 ml
Maks. ātrums	4200 apgr./min
Maks. RCF	2960 × g
Mēģeņu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.



KAT. NUMURS

BS-010221-3K

BA-4/RT

AKSESUĀRI



LMC-56
Without rotor
Laboratorijas centrifūga



BR-4U
BS-010221-AK
Rotors



RR-U
BS-010208-UK
statīvs rotoriem

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)

Rotors bez ieliktniem

Statīvs rotoriem