

BA-8/5, Ieliktni

APRAKSTS

Ieliktni priekš 8 - 5ml mēģenēm (4 gab. komplektā)

SPECIFIKĀCIJA

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Mēģeņu turētāja materiāls | POM Kocetal |
| Rotora veids | horizontālais (Swing-out) |
| Ietilpība | 8 |
| Mēģeņu tilpums | 5 ml |
| Maks. ātrums | 4200 apgr./min |
| Maks. RCF | 2370 × g |



KAT. NUMURS

BS-010221-FK

BA-8/5

AKSESUĀRI



LMC-56
Without rotor
Laboratorijas centrifūga



BR-4U
BS-010221-AK
Rotors

Rotors bez ieliktniem



RR-U
BS-010208-UK
stātivs rotoriem

Stātivs rotoriem

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)