

# BA-14/2U, Ieliktni

## APRAKSTS

Ieliktni priekš 14 - 2ml mēģenēm (4 gab. komplektā)

## SPECIFIKĀCIJA

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mēģeņu turētāja materiāls | POM Kocetal                                             |
| Rotora veids              | horizontālais (Swing-out)                               |
| Ietilpība                 | 14                                                      |
| Mēģeņu tilpums            | 2 ml                                                    |
| Maks. ātrums              | 4200 apgr./min                                          |
| Maks. RCF                 | 2070 × g                                                |
| Mēģeņu ražotāji           | Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c. |



## KAT. NUMURS

BS-010221-JK

BA-14/2U

## AKSESUĀRI



**LMC-56**

Without rotor  
Laboratorijas centrifūga



**BR-4U**

BS-010221-AK  
Rotors

Rotors bez ieliktniem



**RR-U**

BS-010208-UK  
stativs rotoriem

Statīvs rotoriem

**LMC-56** ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)