

BR-4U, Rotors

APRAKSTS

Rotors bez ieliktniem

SPECIFIKĀCIJA

Rotora veids

horizontālais (Swing-out)

Maks. ātrums

4200 apgr./min



KAT. NUMURS

BS-010221-AK

BR-4U, Rotors

AKSESUĀRI



LMC-56
Without rotor
Laboratorijas centrifūga

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



BA-2/50
BS-010221-CK
Ieliktni

Ieliktni priekš 2 - 50ml mēģenēm (4 gab. komplektā)



BI-25-8
BS-010221-UK
adapteru komplekts

Ieliktnim BA-2/50 papildus adapteru komplekts (8 gab.) - BI-25-8 priekš 25ml mēģenēm ar konisku pamatni



BA-4/FT
BS-010221-YK
Ieliktni

Ieliktni priekš 4 - 15ml mēģenēm ar konusveida pamatni (4 gab. komplektā)



BA-4/VT
BS-010221-4K
Ieliktni

Ieliktni priekš četriem vakutaineru adapteriem 2-9ml (4 gab.). Iekļauti 8-9 ml [16 x 100] vacutaineru adapteri, BN-16/100-16.



BN-13/75-16
BS-010221-OK
adapteru komplekts

Ieliktnim BA-4/VT papildus adapteru komplekts (16 gab.) - BN-13/75-16 vakutaineriem 2-5 ml [13x75]



BN-13/100-16
BS-010221-PK
adapteru komplekts

Ieliktnim BA-4/VT papildus adapteru komplekts (16 gab.) - BN-13/100-16 vakutaineriem 4-8 ml [13x100]



BN-16/100-16
BS-010221-QK
adapteru komplekts

Ieliktnim BA-4/VT papildus adapteru komplekts (16 gab.) - BN-16/100-16 vakutaineriem 8-10 ml [16x100]



BA-4/RT
BS-010221-3K
Ieliktni

Ieliktni priekš 4 - 10ml mēģenēm ar lodveida pamatni (4 gab. komplektā)



BA-8/5
BS-010221-FK
Ieliktni

Ieliktni priekš 8 - 5ml mēģenēm (4 gab. komplektā)



BA-14/2U
BS-010221-JK
Ieliktni

Ieliktni priekš 14 - 2ml mēģenēm (4 gab. komplektā)



RR-U
BS-010208-UK
statīvs rotoriem

Statīvs rotoriem