

10 µl uzgaļi ar filtru

APRAKSTS

Pipešu uzgaļu īpašības:

- Uzgaļis ir izgatavots no augstas kvalitātes medicīniskā polipropilēna, un filtra elements ir izgatavots no īpaši augstas molekulas polietilēna, tam ir labas hidrofobas īpašības.
- Filtra elements efektīvi aizsargā pipeti no parauga, lai nodrošinātu parauga aspirācijas drošību.
- Nav iekšējās virsmas pārklājuma, nepiesārņo paraugu
- Ir precīzas atzīmes
- Nesatur DNāzi, RNāzi un pirogēnu
- Piemērots parastajām pipetēm, piemēram, Biosan (Assist sērija) Eppendorf un Gilson.
- Piegādāti sterilos statīvos, 96 gab. statīvā.



SPECIFIKĀCIJA

Izmēri (A×Ø)	32 × 0.4 mm
--------------	-------------

KAT. NUMURS

BHZ01R1W-FS	10 µl - 96 gab. statīvā
-------------	-------------------------

AKSESUĀRI



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
pipešu sērija

Assist sērijas pipetes ir maināma tilpuma pipetes kas tiek ražotas 1, 8, 12 kanālu izpildījumā. Paredzētas šķidrumu nomērīšanai un pārņemšanai tilpumos no 0.1 µl līdz 10000 µl atkarībā no modeļa. ...

[Lasīt vairāk](#)



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
pipešu sērija ar tilpuma fiksēšanu

Assist sērijas pipetes ar tilpuma fiksēšanu ir maināma tilpuma pipetes kas tiek ražotas 1, 8, 12 kanālu izpildījumā. Paredzētas šķidrumu nomērīšanai un pārņemšanai tilpumos no 0.1 µl līdz 10000 µl ...

[Lasīt vairāk](#)